

Cleaning products local

BIO Decaf

Idéal pour la préparation de spécialités à base de café décaféiné.



Code EAN: 4002516443315 / Numéro de matériel: 99269960 /  
Ancien Numéro de matériel:

- 100 % Arabica – sélectionné manuellement et torréfié pour Miele
- 4 x 250 g grains de café entiers torréfiés en Allemagne
- Décaféination par un procédé biologique délicat
- Parfaitement adapté aux machines à café automatiques Miele
- Commerce équitable/Certification bio DE-ÖKO-001, Agriculture non UE