

E 130  
Complément  
pour prise en charge optimale de 10 plateaux.



- Équipé de 11 supports, hauteur 170 mm, écartement d'env. 35 mm
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511129375 / Numéro de matériel: 02648950 /  
Ancien Numéro de matériel: 69513001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les plaques/plateaux	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	1 7/16 (35)
Hauteur de support en mm	6 3/4 (170)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des plaques/plateaux	•
<b>Capacité</b>	
Plateaux [nombre]	10
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	180
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 9/16 (470)
Poids net en kg	2 (0,76)
Poids brut en kg	2 (0,90)