


E 328

Réceptacle

pour la prise en charge optimale des instruments de forme verticale.



- L'application peut intégrer les instruments en position verticale

Code EAN: 4002511117051 / Numéro de matériel: 02795940 /
Ancien Numéro de matériel: 69732801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 5/8 (15) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 3/8 (34) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	5 3/4 (145) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Poids net en kg	1 (0,06)
Poids brut en kg	1 (0,07)