

E 379

Complément

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métal. 0,8 mm, largeur maille 1,7 mm, cadre tournant 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116450 / Numéro de matériel: 03203500 /
Ancien Numéro de matériel: 69537901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	4 3/8 (110) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	7 1/8 (180) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	17 9/16 (445) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 3/8 (135)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 1/8 (485)
Poids net en kg	2 (0,72)
Poids brut en kg	3 (1,25)