

E 378

Complément

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métal. 0,8 mm, largeur maille 1,7 mm, cadre tournant 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 400251116443 / Numéro de matériel: 03203530 /
Ancien Numéro de matériel: 69537801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 1/8 (460)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	18 1/8 (460)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	4 (1,78)
Poids brut en lb (kg)	5 (2,25)