

E 146
Complément
pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Largeur de mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116009 / Numéro de matériel: 03346680 /
Ancien Numéro de matériel: 69514601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément à mailles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	225
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 1/2 (165)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 3/4 (245)
Poids net en kg	2 (0,61)
Poids brut en kg	2 (0,70)