


O 176

Panier supérieur

pour la prise en charge des instruments MIC , d'arthroscopie et d'urologie.



- Équipé de 14 buses à injection/ entonnoirs
- Compléments à gauche, instr. à cavité à droite (jusqu'à 500 mm)
- La hauteur de chargement est de 360 +/- 20 mm à gauche
- Aucun doseur poudre possible
- Aucun bras de lavage, avec raccordement pour séchage air chaud

Code EAN: 4002511114890 / Numéro de matériel: 03807420 / Ancien Numéro de matériel: 69117601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	10
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	16 1/8 (409)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	11 (4,80)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,50)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
E 442 Douille de rinçage, Ø 11 mm, longueur 121 mm, avec capuchon Ø 6 mm [nombre]	2
E 448 Flexible en silicone avec adaptateur Luer-Lock femelle [nombre]	2
E 452 Gicleur à injection 2,5 x 60 mm [nombre]	1
E 453 Gicleur à injection 4 x 110 mm avec pince de maintien [nombre]	1
E 454 Gicleur à injection pour douilles de trocart 10-15 mm [nombre]	1
Buse de pulvérisation Ø 2,5 mm [nombre]	2
Buse de pulvérisation Ø 4 mm [nombre]	4
Entonnoir [nombre]	4