


O 183

Panier supérieur

pour la prise en charge des instruments MIC , d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté gauche : 10 buses à injection ou placement libre compléments
- Côté droit : 14 buses à injection/ entonnoir pour instr. à cavité
- Hauteur charg. 285 +/- 30 mm ; instruments à cavité 370 +/- 30 mm
- Aucun doseur poudre possible

Code EAN: 4002511114920 / Numéro de matériel: 03807470 / Ancien Numéro de matériel: 69118301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Instruments avec lumen [nombre]	14
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	16 3/16 (410)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 7/8 (555)
Poids net en lb (kg)	9 (4,00)
Poids brut en lb (kg)	11 (4,80)