

O 184

Panier supérieur

pour la prise en charge optimale de tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- Équipé de 96 buses à injection
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Hauteur de chargement de : 6 3/4 (170) in (mm) mm
- Aucun doseur poudre possible

Code EAN: 4002511114937 / Numéro de matériel: 03807480 / Ancien Numéro de matériel: 69118401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Panier pour les petits tubes	•
Panier pour les tubes à essai	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Hauteur de chargement maximale en mm	6 3/4 (170)
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	96
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	18 7/16 (468)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 15/16 (531)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 11/16 (525)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Poids net en lb (kg)	10 (4,50)
Poids brut en lb (kg)	13 (5,70)
Paquet d'accessoires	
ID 110, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 110 mm [nombre]	96