

U 167

Panier inférieur

pour la prise en charge optimale des instruments d'anesthésie.



- Pour 4 contenants chauds sodés, 9 bords de réception & divers instruments
- 20 supports, hauteur 7 7/8 (200) in (mm) mm, écart env. 3 3/4 (95) in (mm) mm

Code EAN: 4002511114784 / Numéro de matériel: 03807600 /  
Ancien Numéro de matériel: 69116702D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier inférieur	•
Chariot pour instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	3 3/4 (95)
Hauteur de support en mm	7 7/8 (200)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (516)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	7 (3,10)
Poids brut en lb (kg)	11 (4,60)