


E 106

Complément

pour prise en charge optimale des verres à col large, éprouvettes graduées, etc.



- Équipé de 10 crochets à ressort de 175 mm et de 16 crochets de 105 mm de hauteur
- L'écartement entre les crochets correspond à env. 60 mm

Code EAN: 4002511115675 / Numéro de matériel: 03808310 / Ancien Numéro de matériel: 69510601D

Famille produit	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 11/16 (195)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	7 3/8 (186)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 5/16 (490)
Poids net en lb (kg)	3 (0,93)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,42)