

E 106/1

Complément

pour prise en charge optimale des verres à col large, éprouvettes graduées, etc.



- équipé de 26 petits crochets de 105 mm de hauteur
- L'écartement entre les crochets correspond à env. 60 mm

Code EAN: 4002511115682 / Numéro de matériel: 03808320 / Ancien Numéro de matériel: 69510602D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	195
Dimension extérieure, largeur nette en mm	116
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	410
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 5/16 (490)
Poids net en kg	2 (0,77)
Poids brut en kg	3 (0,94)