

E 106/2

Complément

pour prise en charge optimale des verres à col large, éprouvettes graduées, etc.



- équipé de 13 grands crochets de 175 mm de hauteur
- L'écartement entre les crochets correspond à env. 85 mm

Code EAN: 4002511115699 / Numéro de matériel: 03808330 / Ancien Numéro de matériel: 69510603D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Complément/module pour la verrerie à col large	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	420
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	186
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	16 15/16 (430)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	7 7/8 (200)
Poids net en kg	2 (0,69)
Poids brut en kg	2 (0,75)