


E 109

Complément

pour la prise en charge optimale de béchers jusqu'à 250 ml.



- Convient pour 21 béchers jusqu'à 250 ml
- Équipé de 21 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511115729 / Numéro de matériel: 03808360 /
Ancien Numéro de matériel: 69510901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béchers	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Béchers [nombre]	21
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	155
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 5/16 (185)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 5/16 (490)
Poids net en kg	3 (1,21)
Poids brut en kg	4 (1,54)