


E 110

Complément

pour la prise en charge optimale de béchers de 250 à 600 ml.



- Convient pour 10 béchers de 250–600 ml
- Équipé de 10 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115736 / Numéro de matériel: 03808390 /  
Ancien Numéro de matériel: 69511001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béchers	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Béchers [nombre]	10
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	175
Dimension extérieure, largeur nette en mm	230
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 15/16 (505)
Poids net en kg	2 (0,83)
Poids brut en kg	3 (1,35)