

E 124

Complément

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 100 x 100 mm.



- 16 comp., mesure comp. : 100 x 100 mm (flacon), 48 x 48 mm (col)
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115811 / Numéro de matériel: 03808500 /
Ancien Numéro de matériel: 69512401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	16
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	148
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 15/16 (480)
Poids net en kg	4 (1,44)
Poids brut en kg	4 (1,80)