


E 125

Complément

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 125 x 125 mm.



- 9 comp., mesure des comp. : 125 x 125 mm (flacon), 55 x 55 mm (col)
- Utilisable dans le panier inférieur

Code EAN: 4002511115828 / Numéro de matériel: 03808510 /
Ancien Numéro de matériel: 69512501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	9
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	224
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	460
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 15/16 (480)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 15/16 (480)
Poids net en kg	5 (1,81)
Poids brut en kg	6 (2,56)