

E 128

Complément

pour prise en charge bouteilles de perfusion. Dimension de surface 71 x 71 mm.



- 24 comp., mesure des comp. : 71 x 71 mm (flacon), 46 x 46 mm (col)

Code EAN: 4002511115859 / Numéro de matériel: 03808540 /
Ancien Numéro de matériel: 69512801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	24
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	103
Dimension extérieure, largeur nette en mm	445
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	18 3/4 (475)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 9/16 (470)
Poids net en kg	4 (1,49)
Poids brut en kg	5 (1,95)