

E 134

Complément

pour la prise en charge optimale de 210 supports.



- Convient pour la prise en charge de 210 supports
- Équipé de 26 compartiments de 0 7/16 (11) in (mm) x 1 1/16 (26) in (mm), épaisseur de fil métallique 3 mm

Code EAN: 4002511115897 / Numéro de matériel: 03808600 / Ancien Numéro de matériel: 69513401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	26
Largeur de compartiment en mm	0 7/16 (11)
Longueur de compartiment en mm	1 1/16 (26)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Lames [nombre]	210
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 7/8 (73)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 9/16 (445)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 1/8 (460)
Poids net en lb (kg)	4 (1,50)
Poids brut en lb (kg)	4 (1,61)