

E 135/2

Complément

pour la prise en charge optimale de 19 biberons jusqu'à 90 ml.



- Convient pour 19 biberons de 90 ml
- Adapté aux flacons de 51 x 51 mm, col : 42 x 42 mm
- Pour le panier supérieur A 102 et le panier inférieur A 151

Code EAN: 4002511115927 / Numéro de matériel: 03808650 / Ancien Numéro de matériel: 69513503D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Capacité	
Biberons [nombre]	19
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	4 15/16 (125) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	7 9/16 (192) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	17 5/8 (447) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 9/16 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 15/16 (480)
Poids net en kg	5 (1,97)
Poids brut en kg	5 (2,10)