


E 144

Complément

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 18 béchers.



- Convient pour 18 béchers
- Équipé de 18 x 3 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511115996 / Numéro de matériel: 03808710 /  
Ancien Numéro de matériel: 69514401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les béchers	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Béchers [nombre]	18
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	131
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 3/8 (490)
Poids net en kg	4 (1,37)
Poids brut en kg	4 (1,38)