

E 331  
Chariot  
pour la prise en charge optimale des butyromètres.



- Équipé de 39 buses d'injection

Code EAN: 4002511116115 / Numéro de matériel: 03809350 /  
Ancien Numéro de matériel: 69533101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs pour verrerie, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres chariots	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des butyromètres	•
<b>Capacité</b>	
Butyromètres [nombre]	39
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	12 (5,20)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,10)
<b>Paquet d'accessoires</b>	
Gicleur à injection SD-B pour butyromètre [nombre]	39
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1