

E 336

Douille de rinçage

pour prise en charge de pipettes/instruments de MIC dans chariots à injection.



- Il peut accueillir des pipettes de 445 mm max. de longueur
- En plastique, vissable

Code EAN: 4002511117068 / Numéro de matériel: 03809390 / Ancien Numéro de matériel: 69733601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	1
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	4 13/16 (121) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 7/16 (11) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 7/16 (11) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 15/16 (125)
Diamètre en mm	0 7/16 (11)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,02)