

E 340
 Chariot
 pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Utilisable pour les moitiés avec d'autres compléments
- Équipé de 19 buses d'injection

Code EAN: 4002511116177 / Numéro de matériel: 03809410 /
 Ancien Numéro de matériel: 69534001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	19
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	11 (4,80)
Poids brut en lb (kg)	13 (5,60)
Paquet d'accessoires	
ID 140, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 140 mm [nombre]	3
ID 160, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	3
ID 180, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 180 mm [nombre]	3
ID 200, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 200 mm [nombre]	3
ID 220, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	3
ID 220, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 240 mm [nombre]	4
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1