

E 350
Chariot
pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 33 buses à injection

Code EAN: 4002511116184 / Numéro de matériel: 03809490 /
Ancien Numéro de matériel: 69535001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	33
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	22 1/16 (560)
Poids net en lb (kg)	15 (6,60)
Poids brut en lb (kg)	18 (7,81)
Paquet d'accessoires	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	15
E 352 Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	18
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	15
E 354 Support-tulipe pour gicleur à injection E 352 [nombre]	18
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1