

E 351

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de la vaisselle. Taille 4 x 160 mm.



- Convient au complément dans un chariot à injection
- Combinable avec le support-tulipe E 353
- Ø 4 x 160 mm, vissable

Code EAN: 4002511117075 / Numéro de matériel: 03809500 / Ancien Numéro de matériel: 69735101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	6 5/16 (160) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 3/16 (4) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 3/16 (4) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Diamètre en mm	0 3/16 (4)
Poids net en kg	1 (0,01)
Poids brut en kg	1 (0,02)