

E 352

Gicleur à injection

pour le nettoyage optimal de la vaisselle.



- Convient au complément dans un chariot à injection
- Combinable avec le support-tulipe E 354
- Ø 6 x 220 mm, vissable

Code EAN: 400251117082 / Numéro de matériel: 03809510 /
Ancien Numéro de matériel: 69735201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	8 11/16 (220) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 7/16 (10) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 7/16 (10) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1 3/16 (30)
Diamètre en mm	0 1/4 (6)
Poids net en kg	1 (0,03)
Poids brut en kg	1 (0,03)