

E 355
Chariot
pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 16 buses d'injection
- Utilisable pour les moitiés avec d'autres compléments

Code EAN: 4002511116191 / Numéro de matériel: 03809560 /
Ancien Numéro de matériel: 69535501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Poids net en lb (kg)	13 (5,80)
Poids brut en lb (kg)	15 (6,40)
Paquet d'accessoires	
E 351 Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	7
E 352 Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	9
E 353 Support-tulipe pour gicleur à injection E 351 [nombre]	7
E 354 Support-tulipe pour gicleur à injection E 352 [nombre]	9
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1