

E 362

Vis borgne

pour verrouiller les vissages sur les supports de chargement.



- Pas de vis M 8 x 1

Code EAN: 400251117136 / Numéro de matériel: 03809630 /
Ancien Numéro de matériel: 69736201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 9/16 (14) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 7/16 (10) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 7/16 (10) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4 3/4 (120)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	6 3/4 (170)
Diamètre en mm	0 7/16 (10)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,01)