

E 364

Complément

pour la prise en charge optimale de 36 systèmes d'aspiration à col large.



- Convient pour prise en charge 36 systèmes aspiration à col large
- Équipé de 36 compartiments de 1 3/4 (44) in (mm) x 1 3/4 (44) in (mm)
- Couvercle rabattable et refermable

Code EAN: 4002511116290 / Numéro de matériel: 03809640 /
Ancien Numéro de matériel: 69536401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	36
Largeur de compartiment en mm	1 3/4 (44)
Longueur de compartiment en mm	1 3/4 (44)
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	77
Dimension extérieure, largeur nette en mm	215
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 5/16 (235)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 1/8 (460)
Poids net en kg	4 (1,48)
Poids brut en kg	5 (1,91)