

E 367

Chariot

pour la prise en charge optimale du matériel d'intubation.



- 20 buses Ø 2,5 x 30 mm, 25 buses Ø 4,0 x 30 mm (5 non montées)
- 40 ressorts de retenue pour buses
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002511116337 / Numéro de matériel: 03809710 /
Ancien Numéro de matériel: 69536701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot pour instruments d'anesthésie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	19 5/16 (490)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 11/16 (550)
Poids net en lb (kg)	14 (6,20)
Poids brut en lb (kg)	23 (10,00)