


E 373

Complément

pour la prise en charge optimale d'instruments ORL.



- Largeur mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 3 mm
- Équipé de 28 supports verticaux
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116405 / Numéro de matériel: 03809790 /
Ancien Numéro de matériel: 69537301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les instruments ORL	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	225
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 1/4 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/2 (240)
Poids net en kg	2 (0,66)
Poids brut en kg	2 (0,77)