

E 374

Complément

pour la prise en charge d'instruments ORL, comme des raccords d'inhalateurs.



- 24 comp. d'env. 45 x 45 mm, 27 comp. d'env. 12 x 12 mm
- Largeur de mailles au fond : 1,7 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002511116412 / Numéro de matériel: 03809800 /  
Ancien Numéro de matériel: 69537401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les instruments ORL	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	51
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments ORL	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 1/2 (63)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	6 13/16 (173)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	17 9/16 (445)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	18 1/8 (460)
Poids net en lb (kg)	3 (1,20)
Poids brut en lb (kg)	3 (1,20)