

E 381

Chariot

pour la prise en charge optimale du matériel d'intubation.



- 20 buses Ø 4,0 x 30 mm, 5 buses Ø 2,5 x 30 mm, non montées
- 6 x buses d'injection E 466 pour soufflets, Ø 8,0 x 333 mm
- 2 x buses d'injection E 431 pour soufflet, Ø 8,0 x 193 mm
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002511116474 / Numéro de matériel: 03809890 / Ancien Numéro de matériel: 69538101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour instruments d'anesthésie	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 5/16 (515)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Poids net en lb (kg)	15 (6,80)
Poids brut en lb (kg)	20 (8,70)