

E 408
Chariot
pour la prise en charge optimale de max. 96 pipettes.



- Convient pour 96 pipettes jusqu'à 450 mm
- Taille de flacon de 16 x 16 mm
- Complet avec le support de 150 mm de hauteur
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud

Code EAN: 4002511116689 / Numéro de matériel: 03810130 /
Ancien Numéro de matériel: 69540801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour pipettes	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Pipettes [nombre]	96
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	20 7/8 (530)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	19 11/16 (500)
Poids net en lb (kg)	13 (5,50)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,10)