

E 414

Chariot

pour la prise en charge optimale des verrerie à col étroit.



- Équipé de 37 buses d'injection
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud
- Support pour ML/2 pour détection chariot/contrôle bras de lavage

Code EAN: 4002511116733 / Numéro de matériel: 03810190 /
Ancien Numéro de matériel: 69541401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Chariot avec raccordement pour le séchage à l'air chaud	•
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	37
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	19 13/16 (502)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	21 1/8 (535)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	21 5/16 (540)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	21 1/2 (545)
Poids net en lb (kg)	14 (6,10)
Poids brut en lb (kg)	16 (7,10)
Paquet d'accessoires	
ID 90, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 90 mm [nombre]	4
ID 110, Gicleur à injection Ø 2,5 mm, longueur 110 mm [nombre]	3
ID 140, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 140 mm [nombre]	5
ID 160, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 160 mm [nombre]	5
ID 180, Gicleur à injection Ø 4 mm, longueur 180 mm [nombre]	5
ID 200, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 200 mm [nombre]	5
ID 220, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 220 mm [nombre]	5
ID 220, Gicleur à injection Ø 6 mm, longueur 240 mm [nombre]	5
Injecteur de rinçage pour doseur poudre [nombre]	1