


A 13
Couvercle
pour fixer la vaisselle fragile.



- Couvercle en inox
- Tresse métallique 1 mm, largeur maille 8 mm, cadre tournant 4 mm
- Pour compléments E 103, E 104, E 105 et E 139 en remplacement

Code EAN: 400251117204 / Numéro de matériel: 03810200 /
Ancien Numéro de matériel: 69745001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	7 7/8 (200)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	12 5/8 (320)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	11 13/16 (300)
Poids net en lb (kg)	1 (0,14)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,25)