


UTS

Casiers ustensils

pour le nettoyage idéal des petites pièces.



- Équipé d'un couvercle
- 3 compartiments avec des dimensions de ?? x ??

Code EAN: 4002511117143 / Numéro de matériel: 03810260 /
Ancien Numéro de matériel: 69741001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
Domaine d'application	
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	93
Dimension extérieure, largeur nette en mm	102
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	15 3/4 (400)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	23 7/8 (605)
Poids net en kg	2 (0,75)
Poids brut en kg	3 (1,00)