


ID 110

Gicleur à injection

avec supports plastique, Ø 0 1/8 (3) in (mm), long. 110 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 4002511116979 / Numéro de matériel: 03810330 /
Ancien Numéro de matériel: 69711001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 5/16 (32) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1 5/16 (32) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	4 3/8 (111) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1 5/16 (32)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	4 3/4 (120)
Diamètre en mm	0 1/8 (3)
Poids net en kg	1 (0,00)
Poids brut en kg	1 (0,01)