


ID 160

Gicleur à injection

avec supports plastique, Ø 0 3/16 (4) in (mm), long. 160 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 4002511116993 / Numéro de matériel: 03810350 / Ancien Numéro de matériel: 69716001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	6 5/16 (160)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	6 5/16 (160)
Diamètre en po (mm)	0 3/16 (4)
Poids net en lb (kg)	1 (0,02)
Poids brut en lb (kg)	1 (0,02)