


ID 180

Gicleur à injection

avec supports plastique, Ø 0 3/16 (4) in (mm), long. 180 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 400251117006 / Numéro de matériel: 03810360 / Ancien Numéro de matériel: 69718001D

| | |
|--|---------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases de courant | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 2 3/16 (55) in (mm) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 2 3/16 (55) in (mm) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 7 1/8 (180) in (mm) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 2 3/8 (60) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 2 3/8 (60) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 7 1/8 (180) |
| Diamètre en mm | 0 3/16 (4) |
| Poids net en kg | 1 (0,02) |
| Poids brut en kg | 1 (0,02) |