


ID 200

Gicleur à injection

avec supports plastique, Ø 0 1/4 (6) in (mm), long. 200 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Code EAN: 400251117013 / Numéro de matériel: 03810380 / Ancien Numéro de matériel: 69720001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	2 3/16 (55) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	2 3/16 (55) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	7 7/8 (200) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	4 1/4 (107)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	5 1/8 (130)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	7 7/8 (200)
Diamètre en mm	0 1/4 (6)
Poids net en kg	1 (0,02)
Poids brut en kg	1 (0,14)