

Code EAN: 4002511117037 / Numéro de matériel: 03810400 /

Ancien Numéro de matériel: 69724001D

Laveurs-désinfecteurs, laboratoire

Famille produit

Dimensions et poids

Diamètre en mm

Poids net en kg

Poids brut en kg

Dimension extérieure, hauteur nette en mm Dimension extérieure, largeur nette en mm


Dimension extérieure, hauteur brute en mm

Dimension extérieure, largeur brute en mm

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

ID 240 Gicleur à injection avec supports plastique, Ø 0 1/4 (6) in (mm), long. 240 mm.



- Convient pour les chariots et paniers d'injection courants
- Convient par ex. pour les éprouvettes graduées, fioles graduées et tubes à essai

Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

2 3/16 (55) in (mm)

2 3/16 (55) in (mm)

9 1/2 (240) in (mm)

2 3/8 (60)

2 3/8 (60)

9 1/2 (240)

0 1/4 (6)

1 (0,03)

1 (0,04)