

E 118

Complément

pour la prise en charge optimale de boîtes de Pétri.



- Convient pour 38 boîtes de Pétri de Ø 100 mm
- Équipé de 38 supports, hauteur 70 mm, écartement d'env. 26 mm
- Utilisable dans le panier supérieur

Code EAN: 4002511115767 / Numéro de matériel: 03830270 /
Ancien Numéro de matériel: 69511801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Boîtes de Pétri [nombre]	38
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	120
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 3/8 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	19 (480)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	19 (480)
Poids net en kg	4 (1,54)
Poids brut en kg	5 (1,90)