


E 136

Complément

pour la prise en charge optimale de 56 boîtes de Pétri.



- Convient pour 56 boîtes de Pétri de Ø 100 mm
- Équipé de 56 supports de 2 13/16 (70) in (mm) de haut, distance env. 1 1/16 (26) in (mm)
- Utilisable dans le panier inférieur
- La capacité peut être doublée grâce au complément E 137

Code EAN: 4002511115941 / Numéro de matériel: 03830280 / Ancien Numéro de matériel: 69513601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les boîtes de Pétri	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	1 1/16 (26)
Hauteur de support en mm	2 13/16 (70)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Boîtes de Pétri [nombre]	56
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	485
Dimension extérieure, largeur nette en mm	145
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	17 3/4 (450)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 1/8 (535)
Poids net en kg	5 (2,10)
Poids brut en kg	6 (2,50)