

E 315

VE résines jetables

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



- Pour une utilisation dans la pompe de vidange LP 2800
- 20 litres de résines homogènes
- Carton avec 2 sacs de 10 litres
- Mise sous vide dans des sacs en plastique
- Comprend un sac filtrant pour l'échange

Code EAN: 4002511115293 / Numéro de matériel: 03830350 / Ancien Numéro de matériel: 69431501D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Famille produits/accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 315

VE résines jetables

pour la régénération des cartouches de déminéralisation totale



Code EAN: 4002511115293 / Numéro de matériel: 03830350 /
Ancien Numéro de matériel: 69431501D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	11 7/8 (300)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	16 5/8 (420)
Poids net en kg	30 (13,58)
Poids brut en kg	32 (14,09)