

E 402

Complément

pour la prise en charge optimale de max. 44 verres de montre.



- Convient pour 44 verres de montre de Ø 80 – 125 mm
- Équipé de 23 barres de renfort à 0 5/8 (15) in (mm) d'intervalle

Code EAN: 4002511116627 / Numéro de matériel: 03830420 / Ancien Numéro de matériel: 69540201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les verres de montre	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	0 5/8 (15)
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verres de montre [nombre]	44
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 11/16 (220)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	17 3/4 (450)
Poids net en kg	3 (0,92)
Poids brut en kg	3 (1,14)