

E 403

Complément

pour la prise en charge optimale de max. 105 verres de montre.



- Convient pour 105 verres de montre de Ø 50- 60 mm
- Équipé de 36 barres de renfort à 0 3/8 (9) in (mm) d'intervalle

Code EAN: 4002511116634 / Numéro de matériel: 03830430 / Ancien Numéro de matériel: 69540301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les verres de montre	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	0 3/8 (9)
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verres de montre [nombre]	105
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1 7/16 (35) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	7 7/8 (200) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	17 9/16 (445) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 (75)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	20 1/8 (510)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 1/16 (280)
Poids net en kg	3 (1,32)
Poids brut en kg	4 (1,48)