


A 2  
Filet de protection  
pour fixer la vaisselle fragile.



- Convient aux 1/2 compléments
- Cadre métal rilsanisé recouvert d'un filet plastifié
- Dimensions : 216 x 456 mm

Code EAN: 4002511115590 / Numéro de matériel: 03830460 /  
Ancien Numéro de matériel: 69500201D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Vert, Blanc, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	216
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	456
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 13/16 (20)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 5/16 (465)
Poids net en kg	1 (0,38)
Poids brut en kg	2 (0,48)