


A 3

Filet de protection

pour placer la vaisselle dans les compléments.



- Cadre métal rilsanisé recouvert d'un filet plastifié
- Convient aux 1/4 de compléments
- 206 x 206 mm

Code EAN: 4002511115606 / Numéro de matériel: 03830470 /
Ancien Numéro de matériel: 69500301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Vert, Blanc, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	206
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	206
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 7/16 (10)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	7 7/8 (200)
Poids net en kg	1 (0,30)
Poids brut en kg	1 (0,32)